



Listeria monocytogenes



Réagissez avant qu'il ne soit trop tard

RAPIDE

- Isolez les lots à risque avant expédition,
- Libérez vos lots sans attendre le labo.



Reprenez la main sur vos analyses

SIMPLE

- Choisissez quand et où contrôler,
- Conservez vos données sensibles en interne.



Protégez production et image de marque

PERFORMANT

- Fiabilité équivalente aux méthodes de référence,
- Moins de risque de rappel produit.

MÉTHODE VALIDÉE

selon le standard international de référence

AOAC RI Performance Tested MethodsSM 082603



PERFORMANCE TESTED

AOAC
RESEARCH INSTITUTE

LICENSE NUMBER 082603

APPLICATIONS

Contrôle environnemental

SANS ENRICHISSEMENT

- Sécurisez votre environnement de production.

Contrôle produit

AVEC ENRICHISSEMENT

- Validez vos matières premières,
- Contrôlez vos produits finis.

Cible

Listeria monocytogenes

Conservation

12 mois - Température ambiante

Matrices

Environnement / Produits



DONNÉES DE PERFORMANCES *

L'ensemble des validations sont effectuées selon la norme **ISO 16140-2** et le référentiel **AOAC-RI**.

RLOD - LIMITE DE DÉTECTION RELATIVE

Contrôle environnemental (sans enrichissement)	1.4
--	-----

Contrôle produit (avec enrichissement)	1.0
--	-----

DPOD - DIFFÉRENCE DE PROBABILITÉ DE DÉTECTION

Contrôle environnemental (sans enrichissement)	$\overset{0}{[-0,27 ; 0,27]}$
--	-------------------------------

Contrôle produit (avec enrichissement)	$\overset{0}{[-0,19 ; 0,21]}$
--	-------------------------------

LIMITE D'ACCEPTABILITÉ SENSIBILITÉ

Contrôle environnemental (sans enrichissement)	Conforme
--	----------

Contrôle produit (avec enrichissement)	Conforme
--	----------

CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL SANS ENRICHISSEMENT

90 minutes



Prélèvement



Extraction



Amplification



Résultat

CONTRÔLE PRODUIT AVEC ENRICHISSEMENT

24 heures



Echantillonnage



Enrichissement



Extraction



Amplification



Résultat

*Pour plus d'informations sur les données de performances, veuillez contacter Loop Dee Science.

contact@loopdeescience.com

www.loopdeescience.com

+33 (0)2 31 73 07 91

